




ITALY

**RVG (IMAGE)**



Dimensioni esterne	24,35 mm x 36,73 mm	30,49 mm x 42,80 mm
Area attiva	600 mm <sup>2</sup> (20 mm x 30 mm)	900 mm <sup>2</sup> (26 mm x 36 mm)
Dimensione del pixel	19 μm	19 μm
Risoluzione teorica	26,3 pl/mm	26,3 pl/mm
Risoluzione effettiva	>20 pl/mm	> 20 pl/mm
Numero di pixel	1,6 megapixel (1050 x 1580)	2,4 megapixel (1368 x 1896)
Lunghezza del cavo	3 m	3 m