

SCANSPRAY



Germany

Inhalt / content: 200 ml

Scanspray eignet sich hervorragend zum mattieren von Wax-Up's und transluzenten Oberflächen.

Scan Spray is ideal for matting of wax-up's and translucent surfaces.

Farbe / Colour:
weiß / white

OCCLUSIONSSPRAY »Grün« OCCLUSIONSSPRAY »Green«



Inhalt / content: 75 ml

Mit einer Sprühdüse aus Messing, für eine noch feinere und gleichmäßigere Zeichnung.

With a brass spray nozzle for an accurately defined and steady paint film.

TENER-VEST

Phosphatgebundene Modellgusseinbettmasse für das Schnellgussverfahren

Phosphate Bonded Model Casting Investment Powder for High Speed Casting Applications



Katalogdaten Catalogue Data

TYPISCHE TECHNISCHE DATEN /
TYPICAL TECHNICAL DATA:

Druckfestigkeit / Pressure resistance	> 3,0 MPa
Abbindeexpansion / Setting expansion (80 % Liquid)	1,25 - 1,45 %
Abbindezeit / Setting time	30 Min.

**Menge (VE)
Packaging unit:**
20 kg Karton (50x400g)